


Hdac2 Pab Di Coniglio - Q92769

Numero articolo: CM0019668



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HDAC2 (istone deacetilasi 2) per WB, IHC-P, IP, ELISA. Rileva HDAC2 (~55 kDa) umano, di topo e ratto. Adatto per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HDAC2 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; HDAC2
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	3066
GeneID	3066
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 390-488 di HDAC2 umano (NP_001518.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92769
Peso proteico	55 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio