

Hdac4 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio - P56524

Numero articolo: CM0002195



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio HDAC4 di alta qualità validato per WB ed ELISA. Specifico per HDAC4 umano, una istone deacetilasi di classe II da 119kDa essenziale nella regolazione epigenetica, maturazione muscolare e ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HDAC4 Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9759
GeneID	9759
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di HDAC4 umano (P56524).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P56524
Peso Proteico	119kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio