

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hdac5 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uql6

Numero articolo: CM0027130



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'HDAC5 umano, una istone deacetilasi coinvolta nella regolazione epigenetica e nello sviluppo muscolare. Convalidato per WB, IF/ICC e ELISA. Ideale per studi sulla repressione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HDAC5 Rabbit pAb
Note/Alias	HD5; NY-CO-9; HDAC5
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10014
ID gene	10014
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 dell'HDAC5 umano (NP_005465.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9UQL6
Peso proteico	122 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio