


Anticorpo Policlonale Coniglio Hdac6 (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Ubn7

Numero articolo: CM0021562



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio HDAC6 validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva HDAC6 umano, murino e ratto (131 kDa). Adatto per studi sulla deacetilazione della tubulina, autofagia e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HDAC6 pAb Coniglio
Note/Alias	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
Specie	Umano
GeneID	10013
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 dell'HDAC6 umano (NP_006035.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UBN7
Peso proteico	131kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio