


Hdac8 Rabbit Mab Per Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9By41

Numero articolo: CM0008366



introduzione

HDAC8 Rabbit mAb validato per IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA con reattività verso umano, topo, ratto. Bersaglio dell'istone deacetilasi 8, un regolatore chiave della cromatina coinvolto nella trascrizione e nel ciclo cellulare. Adatto per la ricerca epigenetica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HDAC8 Rabbit mAb
Note/Alias	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACL1; C8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55869
GeneID	55869
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'HDAC8 umano (Q9BY41).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BY41
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio