


Anticorpo Monoclonale Coniglio Hdac9 - Q9Ukv0

Numero articolo: CM0006510



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio HDAC9 di alta qualità per Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva HDAC9 umano e del ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione epigenetica e trascrizionale - Q9UKV0.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio HDAC9
Note/Alias	HD7; HD9; HD7b; HDAC; HDRP; MITR; HDAC7; HDAC7B; HDAC9B; HDAC9FL; HDAC9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9734
GeneID	9734
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9UKV0
Peso Proteico	111kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio