

Anticorpo Policlonale Rabbit Per Hdgrp2 - Hdgrp2

Numero articolo: CM0025514

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che bersaglia l'HDGFRP2 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. L'immunogene corrisponde alla regione C-terminale (aa 501-670). Ideale per la ricerca sulla proteina 2 correlata al fattore di crescita derivato da epatoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HDGFRP2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HRP2; HDGF2; HRP-2; HDGF-2; HDGFRP2
Specie	Uomo
ID genico	84717
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 501-670 dell'HDGFRP2 umano (NP_116020.1)
Provenienza	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
Peso proteico	74 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio