

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro Hdgfrp3 - Hdgfrp3

Numero articolo: CM0026730

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina 3 correlata al fattore di crescita derivato da epatoma (HDGFRP3/HDGF2/HRP-3). Convalidato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per studi di oncologia e biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HDGFRP3 Rabbit pAb
Note / Alias	HDGF2; HRP-3; HDGF-2; CGI-142; HDGFRP3
Specie	Uomo
ID gene	50810
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-203 della proteina HDGFRP3 umana (NP_057157.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio