

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro L'eme Ossigenasi 1 (Ho-1/Hmox1) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09601

Numero articolo: CM0013872



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'Eme Ossigenasi 1 (HO-1/HMOX1), validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo dell'eme, sul cancro e sulle infezioni virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio contro l'Eme Ossigenasi 1 (HO-1/HMOX1)
Note/Alias	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10; Eme Ossigenasi 1 (HO-1/HMOX1)
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3162
GeneID	3162
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-265 dell'Eme Ossigenasi 1 umana (HO-1/HMOX1) (NP_002124.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P09601
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio