

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hes5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Ta89

Numero articolo: CM0011972

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-HES5 validato per WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce HES5 umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sulla neurogenesi e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-HES5
Note/Alias	bHLHb38; HES5
Specie	Umano
GeneID (umano)	388585
GeneID	388585
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 12-142 di HES5 umano (Q5TA89)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q5TA89
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante