


Anticorpo Policlonale Hexa Da Coniglio Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06865

Numero articolo: CM0030222



introduzione

Anticorpo policlonale HEXA da coniglio che si lega alla subunità alfa della beta-esosaminidasi. Adatto per WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulle malattie da accumulo lisosomiale e sul metabolismo dei lipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HEXA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TSD; HEXA
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3073
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 270-529 di HEXA umana (NP_000511.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P06865
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio