


Hfe2 Pab Di Coniglio - Q6Zvn8

Numero articolo: CM0029504



introduzione

HFE2 pAb di coniglio è un anticorpo policlonale validato per Western blot e ELISA, che bersaglia l'emojuvelina umana con reattività crociata verso topo e ratto, destinato alla ricerca sull'omeostasi del ferro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HFE2 pAb di coniglio
Note/Alias	JH; HFE2; RGMG; HFE2A
Specie	Umana
GeneID	148738
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-174 di HFE2 umana (NP_998817.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q6ZVN8
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Ghiaccio