

Anticorpo Policlonale Coniglio Hif1B/Arnt Per If/Icc, Elisa - P27540

Numero articolo: CM0024193



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio (pAb) HIF1β/ARNT validato per IF/ICC ed ELISA. Rileva ARNT (SWISS: P27540) umano, murino e ratto. Ideale per ricerche sulla risposta all'ipossia e sulla segnalazione del recettore degli idrocarburi arilici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HIF1β/ARNT Rabbit pAb
Note/Alias	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1β/ARNT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	405
GeneID	405
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 465-570 di HIF1β/ARNT umano (NP_001659.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P27540
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio