

Pannello Di Anticorpi Monoclonali Di Coniglio Ad Alte Prestazioni Per La Citometria A Flusso Di Treg Umane - Pannello Treg Umano

Numero articolo: CM0011940

introduzione

Un pannello di anticorpi monoclonali di coniglio per l'analisi delle cellule T regolatorie umane (Treg) mediante citometria a flusso. Consente un immunofenotipaggio preciso delle popolazioni Treg, supportando la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Pannello Treg Umano
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
Spedizione	Borsa del ghiaccio