

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro L'istone H1T Per Wb, If-P, Elisa - Q07133

Numero articolo: CM0023318

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'Istone H1t specifico del testicolo, validato per WB, IF-P ed ELISA su campioni di topo e ratto—ideale per applicazioni di ricerca IVD sulla cromatina e sulla meiosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio contro l'Istone H1t
Note/Alias	H1t; H1-6; H1.6; H1ft; Hist1h1t; Istone H1t
Specie	Topo
GenelD (umano)	H1
GenelD	107970
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q07133
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio