

Hla-A Anticorpo Monoclonale Coniglio - P01891

Numero articolo: CM0002260

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega all'HLA-A umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con campioni umani, peso molecolare previsto 41 kDa. Adatto per la ricerca in immunologia e trapianto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HLA-A Rabbit mAb
Note/Alias	HLAA; HLA-A
Specie	Umano
Gene ID	3105
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 dell'HLA-A umano (P04439)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01891
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio