

HLA-Dpb1 Pab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04440

Numero articolo: CM0013130



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'HLA-DPB1 umano, un antigene MHC di classe II che presenta antigeni esogeni ai linfociti T CD4. Convalidato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata in uomo, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome prodotto	HLA-DPB1 pAb di coniglio
Note/Alias	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B; HLA-DPB1
Specie	Uomo
ID Gene	3115
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-225 dell'HLA-DPB1 umano (NP_002112.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P04440
Peso proteico	29 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio