

Anticorpo Policlonale Coniglio Hla-G Per Wb, Elisa - P17693

Numero articolo: CM0029110



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti HLA-G umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per lo studio della tolleranza immunitaria all'interfaccia materno-fetale, l'immunologia riproduttiva e la ricerca sui checkpoint immunitari. Peso molecolare previsto 38 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HLA-G Rabbit pAb
Note/Alias	MHC-G; HLA-G
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3135
GeneID	3135
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-230 di HLA-G umano (NP_002118.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P17693
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio