

Hmg20B Coniglio Pab Per Wb, Elisa - Q9P0W2

Numero articolo: CM0028343

introduzione

HMG20B Coniglio pAb è un anticorpo policlonale prodotto nel coniglio, che riconosce HMG20B umano e di topo. Adatto per WB ed ELISA, ha come bersaglio un regolatore della cromatina essenziale per la progressione del ciclo cellulare e la repressione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome Parametro	Valore
Nome Prodotto	HMG20B Coniglio pAb
Note/Alias	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; HMG20B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10362
ID Gene	10362
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-317 di HMG20B umano (NP_006330.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9P0W2
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio