


Anticorpo Policlonale Rabbit Hnrnpf Per Wb, Elisa - P52597

Numero articolo: CM0023337



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti HNRNPF validato per WB e ELISA; reagisce con materiale umano e di topo. Adatto per lo studio dello splicing alternativo e della funzione delle proteine leganti l'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb rabbit HNRNPF
Note/Alias	HNRNPF; mcs94-1; OK/SW-cl.23; HNRNPF
Specie	Umana
ID gene (Umano)	3185
ID gene	3185
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 315-415 di HNRNPF umano (NP_004957.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P52597
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio