

Hnrnpm Rabbit Mab Per Wb, Ip, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52272

Numero articolo: CM0003367



introduzione

HNRNPM Rabbit mAb è un anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce HNRNPM (78 kDa) nell'uomo, nel topo e nel ratto. Adatto per WB, IP, IHC-P, IF/ICC ed ELISA, supporta la ricerca sullo splicing del pre-mRNA e sulla segnalazione dell'antigene carcinoembrionario.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HNRNPM Rabbit mAb
Note/Alias	CEAR; HNRPM; HTGR1; NAGR1; HNRPM4; HNRNPM4; hnRNP M; HNRNPM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4670
GeneID	4670
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200-300 di HNRNPM umano (P52272)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52272
Peso Proteico	78 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio