

Anticorpo Policlonale Coniglio Homer1 Per Wb, If-P, Elisa - Q86Ym7

Numero articolo: CM0028642

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HOMER1. Validato per Western blot, IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Proteina scaffold coinvolta nella segnalazione sinaptica e nella plasticità. Ideale per la ricerca neuroscientifica sull'accoppiamento dei recettori metabotropi del glutammato e sulla morfologia delle spine dendritiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HOMER1 Rabbit pAb
Note/Alias	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C; HOMER1
Specie	Umana
GenID (Uomo)	9456
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 125-354 di HOMER1 umano (NP_004263.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q86YM7
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio