

Hopx Rabbit Polymab® Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Bpy8

Numero articolo: CM0002214

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante diretto contro HOPX (Homeodomain-only protein) umano. Convalidato per WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo sviluppo cardiaco e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HOPX Rabbit PolymAb®
Annotazioni/Alias	HOD; HOP; OB1; LAGY; TOTO; CAMEO; NECC1; SMAP31
Specie	Umana
GeneID (Umano)	84525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-73 di HOPX umano (NP_631957.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BPY8
Peso proteico	8 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio