

Hoxb4 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Wb E Elisa - P17483

Numero articolo: CM0002241

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-HOXB4 umano, validato per Western blot e ELISA. Adatto per lo studio dei fattori di trascrizione homeobox nella biologia dello sviluppo e nella ricerca sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	HOXB4 Rabbit mAb
Note/Alias	HOX2; HOX2F; HOX-2.6; HOXB4
Specie	Umana
ID Gene	3214
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 1-100 di HOXB4 umano (P17483)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P17483
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio