

Pab Di Coniglio Hoxb5 Per Wb, If/Icc, Elisa - P09067

Numero articolo: CM0027933

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio HOXB5 di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con le specie umana, murina e ratto. Ideale per ricerche sulla biologia dello sviluppo e sulla trascrizione. Peso molecolare approssimativo: 29 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio HOXB5
Note/Alias	HOX2; HU-1; HOX2A; Hox2.1; HHO.C10; HOXB5
Specie	Umana
ID gene (umano)	3215
ID gene	3215
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 170-269 della proteina HOXB5 umana (NP_002138.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P09067
Peso proteico	29 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio