

Mab Coniugato Hrp Anti Digossina Di Coniglio Per Elisa E Dot Blot - Digossina

Numero articolo: CM0007705



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato HRP contro la Digossina. Validato per DB e ELISA. Reattività crociata indipendente dalla specie. Ideale per la rilevazione di molecole piccole nei test immunologici IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniugato HRP anti Digossina di coniglio
Note/Alias	Digossina; Digossina coniugata HRP
Immunogeno	Composti chimici Digossina
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	DB, ELISA
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacco di ghiaccio