

Anticorpo Policlonale Coniglio Hrsp12 Per Wb, Elisa - P52758

Numero articolo: CM0026424



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato all'HRSP12 umano (RIDA), convalidato per WB ed ELISA. Adatto per lo studio del metabolismo enamina/immina e della scissione dell'RNA dipendente da m6A. Cross-reagisce con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HRSP12 pAb coniglio
Note/Alias	PSP; P14.5; UK114; HRSP12; hp14.5
Specie	Umano
Gene ID	10247
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-137 dell'HRSP12 umano (NP_005827.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P52758
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio