

Hs2St1 Coniglio Pab - Q7Lga3

Numero articolo: CM0015117

introduzione

HS2ST1 Coniglio pAb è un anticorpo policlonale validato per WB ed ELISA. Rileva HS2ST1 umano, di topo e di ratto, una eparansolfato 2-O-sulfotransferasi da 42kDa coinvolta nello sviluppo renale e nella biosintesi dell'HS.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HS2ST1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	NFSRA; dj604K5.2; HS2ST1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9653
GeneID	9653
Immunogeno	Proteina ricombinante/Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-229 di HS2ST1 umano (NP_001127964.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q7LGA3
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio