

Hsc70/Hspa8 Rabbit Pab Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11142

Numero articolo: CM0020556



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Hsc70/HSPA8 umano (Heat shock cognate 71 kDa protein, HSPA8). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con topo, ratto e scimmia. Adatto per ricerche sui chaperon, autofagia e stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Hsc70/HSPA8 Rabbit pAb
Note/Alias	LAP1; HSC54; HSC70; HSC71; HSP71; HSP73; LAP-1; NIP71; HEL-33; HSPA10; HEL-S-72p; Hsc70/HSPA8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3312
GeneID	3312
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 510-615 di Hsc70/HSPA8 umano (NP_006588.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	P11142
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio