

Hsd17B2 Pab Di Coniglio - P37059

Numero articolo: CM0020149

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HSD17B2, una 17-beta-idrossisteroide deidrogenasi che inattiva estradiolo e testosterone. Adatto per WB e ELISA con reattività per uomo, topo e ratto. Utile per studi sul metabolismo degli steroidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSD17B2 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	HSD17; SDR9C2; EDH17B2; HSD17B2
Specie	Umana
GeneID	3294
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente alla sequenza amminoacidica 100-200 di HSD17B2 umana (NP_002144.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P37059
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio