


Hsp27/Hspb1 Rabbit Pab - P04792

Numero articolo: CM0012905



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-HSP27/HSPB1 validato per Western blot (WB), immunoistochimica (IHC-P) ed ELISA. Reagisce con HSP27/HSPB1 umano, murino e di ratto (SWISS P04792). Prende di mira la proteina beta-1 dello shock termico, una chaperone molecolare coinvolta nella risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HSP27/HSPB1 Rabbit pAb
Note/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; HSP27/HSPB1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3315
GeneID	3315
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di HSP27/HSPB1 umano (NP_001531.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P04792
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante