

Hspa14 Mab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q0Vdf9

Numero articolo: CM0006620

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro HSPA14 umano (HSP70-4, HSP70L1) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Convalidato su uomo e topo. Chaperone citosolico coinvolto nel ripiegamento dei polipeptidi nascenti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSPA14 mAb di coniglio
Note/Alias	HSP70-4; HSP70L1; MSANTD7; HSPA14
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	51182
ID gene	51182
Immunogeno	Pepitide sintetico Pepitide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di HSPA14 umano (Q0VDF9).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q0VDF9
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio