


Anticorpo Policlonale Hspb11 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y547

Numero articolo: CM0023722



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HSPB11 (IFT25, PP25) convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla biologia ciliata, la segnalazione SHH e la fertilità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSPB11 Rabbit pAb
Note/Alias	PP25, FAP232, HSPB11, C1orf41, CFAP232, HSPC034
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	51668
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-144 di HSPB11 umano (NP_057210.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y547
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio