


Htatsf1 Pab Di Coniglio - 043719

Numero articolo: CM0029709



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HTATSF1, un componente dello spliceosoma e cofattore Tat dell'HIV. Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reactivo con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul splicing nucleare e la trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HTATSF1 pAb di coniglio
Note/Alias	TATSF1; TAT-SF1; dj196E23.2; HTATSF1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	27336
GeneID	27336
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di HTATSF1 umana (NP_055315.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43719
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio