


Anticorpo Policlonale Coniglio Htra3 Per Wb E Elisa - P83110

Numero articolo: CM0013932



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia HTRA3 umana (serina proteasi, soppressore tumorale, sviluppo placentare). Convalidato per WB e ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per ricerche in biologia riproduttiva e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HTRA3 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	Prsp; Tasp; HTRA3
Specie	Umana
ID gene (Umano)	94031
ID gene	94031
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 334-453 della HTRA3 umana (NP_444272.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P83110
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio