

Pannello Per Cellule T Attivate Umane - Anticorpo Monoclonale Di Coniglio

Numero articolo: CM0009186

introduzione

Pannello per Cellule T Attivate Umane, anticorpi monoclonali di coniglio per l'analisi in citometria a flusso di cellule T attivate umane. Progettato per uso nella ricerca in immunologia e biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	Pannello per Cellule T Attivate Umane
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
Spedizione	Sacca di ghiaccio