

Pannello Di Cellule B Ascs Umane - Pannello Di Cellule B Ascs Umane

Numero articolo: CM0010954

introduzione

Pannello di anticorpi monoclonali per cellule B ASCs umane progettato per applicazioni di citometria a flusso (FC), specificamente reattivo con campioni umani. Ideale per la ricerca sull'identificazione e la caratterizzazione delle cellule B secernenti anticorpi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Pannello di cellule B ASCs umane
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività incrociata	Umana
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio