


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Complemento C6 Umano Per Wb Ed Elisa - P13671

Numero articolo: CM0014279



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro il complemento C6 umano, un componente chiave del MAC. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla via del complemento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	C6 Rabbit pAb
Note/Alias	C6
Specie	Uomo
ID del gene	729
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 586-934 del C6 umano (NP_000056.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P13671
Peso della proteina	105 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante