


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro IgA1 Umana Per Wb E Elisa - P01876

Numero articolo: CM0004054



introduzione

CamelBio offre questo anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità che bersaglia l'IgA1 umana, validato per applicazioni WB e ELISA. Adatto per la ricerca sull'immunità mucosale, la funzione delle immunoglobuline e la biologia dei linfociti B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio contro IgA1 umana
Note/Alias	IgA1
Specie	Umana
Gene ID	3493
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-353 dell'IgA1 umana (P01876)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01876
Peso proteico	37KDa/42KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio