


Mab Di Coniglio Contro Ige Umana Per Wb, Fc, Elisa - P01854

Numero articolo: CM0006982



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la regione costante della catena pesante delle IgE umane (IGHE, P01854). Validato per WB, FC, ELISA. Riconosce le IgE sia secretate e di membrana, essenziale per la ricerca su allergie, infiammazioni e cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	mAb di coniglio contro IgE umana
Note/Alias	Igh2; IGHE; IGHEP1; IgE umana
Specie	Umana
Gene ID	3497 (Umana)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 104-428 delle IgE umane (P01854).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01854
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio