


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio IgG Umana (Fc) Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Numero articolo: CM0006024



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio IgG umana (Fc) di alta qualità, convalidato per WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Riconosce le sottoclassi di IgG umana (P01857, P01859, P01860, P01861). Immunogeno ricombinante, 52kDa. Ideale per la ricerca immunologica e diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IgG umana (Fc) mAb di coniglio
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3,500,350,135,023,500
GeneID	3,500,350,135,023,500
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 100-330 dell'IgG umana (Fc) mAb (P01857).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01857, P01859, P01860, P01861
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio