


Anticorpo Policlonale Coniglio Per IgG1 Umana/Immunoglobulina Heavy Constant Gamma 1 Per Wb, Elisa - P01857

Numero articolo: CM0024143



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia IgG1 umana (heavy constant gamma 1, IGHG1). Adatto per Western blotting (WB) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e topo. L'immunogeno corrisponde agli amminoacidi 21-130 (dominio CH1).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Human IgG1/Immunoglobulin heavy constant gamma 1 Rabbit pAb
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	3500
GenelD	3500
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-130 di IgG1 umana/Immunoglobulin heavy constant gamma 1 (P01857)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P01857
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio