


Anticorpo Policlonale Coniglio IgM Umana Per Wb, Elisa - P01871

Numero articolo: CM0026493



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio IgM umana prende di mira la regione costante della catena pesante dell'IgM umana (UniProt P01871). Validato per Western blot e ELISA, questo anticorpo policlonale è essenziale per la ricerca sull'immunità umorale, sulla biologia delle cellule B e sugli studi struttura-funzione delle immunoglobuline.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo policlonale coniglio IgM umana
Osservazioni/Alias	MU; VH; AGM1; IgM umana
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3507
GenelD	3507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 213-453 di IGHM umano (P01871)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01871
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio