

Pannello Di Anticorpi Monoclonali Per Neutrofili Umani Per Citometria A Flusso - Pannello Per Neutrofili Umani

Numero articolo: CM0008196

introduzione

Pannello di anticorpi monoclonali di alta qualità targeting neutrofili umani, validato per citometria a flusso (FC). Ideale per l'immunofenotipizzazione e la ricerca sulla biologia dei neutrofili. Fornito con spedizione in borsa di ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Pannello per neutrofili umani
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
Spedizione	Borsa di ghiaccio