

Pannello Cellule T Umane - Anticorpo Monoclonale Di Coniglio

Numero articolo: CM0012151

introduzione

Pannello di anticorpi monoclonali di coniglio per l'analisi delle cellule T umane mediante citometria a flusso (FC). Progettato per applicazioni di immuno-oncologia e ricerca sulle cellule T. Reagisce in modo incrociato con campioni umani. Spedito in borsa termica con ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Pannello Cellule T Umane
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio