

Cocktail Di Anticorpi Monoclonali Per Pannello Tbnk Umano - Pannello Tbnk Umano

Numero articolo: CM0011898

introduzione

Pannello TBNK umano composto da anticorpi monoclonali per coniglio per il rilevamento mediante citometria a flusso delle cellule T, B e NK in campioni umani. Adatto per l'immunofenotipazione nella ricerca e nello sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Pannello TBNK umano
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
Spedizione	Borsa del ghiaccio