

Pannello Tbnk Umano

Numero articolo: CM0009667

introduzione

Il Pannello TBNK Umano è un set di anticorpi monoclonali ottimizzati per l'immunofenotipizzazione mediante citometria a flusso (FC) delle cellule T, B e NK. Progettato per campioni umani, fornisce uno strumento affidabile per la ricerca in immunologia e per studi clinici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Pannello TBNK Umano
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
Spedizione	Borsa del ghiaccio