

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Umano Tiorredossina Reduttasi 1/Trxr1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16881

Numero articolo: CM0021334



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la tiorredossina reduttasi 1 umana (TXNRD1) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la biologia redox e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio Tiorredossina Reduttasi 1/TRXR1 umana
Osservazioni/Alias	TR; TR1; TXNR; TRXR1; GRIM-12; Tiorredossina reduttasi 1 (TXNRD1)
Specie	Umano
Gene ID	7296
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 410-490 della tiorredossina reduttasi 1 umana (TXNRD1) (NP_001087240.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q16881
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio