

Tlr3 Umano, Anticorpo Policlonale Di Coniglio - 015455

Numero articolo: CM0022877



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TLR3 umano di alta qualità per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce il TLR3 umano, un recettore chiave dell'immunità innata che rileva l'RNA virale a doppio filamento e attiva le risposte infiammatorie. Indicato per la ricerca in immunologia e nelle malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TLR3 umano, anticorpo policlonale di coniglio
Note/Alias	TLR3; CD283; IIAE2; recettore toll-like 3; TLR3 umano
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	7098
ID del gene	7098
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 24-339 del TLR3 umano (NP_003256.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O15455
Peso della proteina	72kDa/103kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante