

Pannello Per Cellule B Transizionali/Immature Umane

Numero articolo: CM0005095

introduzione

Un pannello di anticorpi monoclonali per l'identificazione citofluorimetrica delle cellule B transizionali e immature umane. Adatto per la ricerca immunologica e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Pannello per cellule B transizionali/immature umane
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio